

ALLEGATO AL VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

LOTTO	SUB LOTTO	q.tà triennale	DESCRIZIONE PRODOTTO	CRITERI DI VALUTAZIONE 70 PUNTI													
4	//	2.010	CUFFIE SHAMPOO	Caratteristiche della confezione singola, chiara indicazione di utilizzo e facilità di apertura= max punteggio 10 Dimensioni idonee all'uso e buona vestibilità= max. punteggio 10 Praticità nell'utilizzo= max. punteggio 10 Buona aderenza per evitare dispersioni di soluzione durante il lavaggio= max. punteggio 15 Ottimale contenuto di gel lavante, che lasci i capelli detersi e morbidi, facili da districare= max. punteggio 20 Eventuale presenza nella confezione di salviette uso asciugamano o altro materiale= max punti 5													
DITTA			NOME PRODOTTO	CODICE OFFERTO	CONFEZIONAMENTO : Caratteristiche della confezione singola, chiara indicazione di utilizzo e facilità di apertura		CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Dimensioni idonee all'uso e buona vestibilità		CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Praticità nell'utilizzo		CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO : Buona aderenza per evitare dispersioni di soluzione durante il lavaggio		CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Ottimale contenuto di gel lavante, che lasci i capelli detersi e morbidi, facili da districare		CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Eventuale presenza nella confezione di salviette uso asciugamano o altro materiale		PUNTEGGI TOTALI
					coefficiente	PUNTI	coefficiente	PUNTI	coefficiente	PUNTI	coefficiente	PUNTI	coefficiente	PUNTI	coefficiente	PUNTI	
PHARMA EEC S.R.L.			Cuffia shampoo MONCLEAN TYPE 10 (Cf. da 1 pz. - cartone con 48 cf.)	MONO 10	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	9	0,6	12	0,8	4	47
FASE S.R.L.			Cuffia shampoo (cf. da 1 pz - box con 24 sacchetti)	SPC	0,3	3	0,3	3	0,3	3	0,3	4,5	0,6	12	0	0	25,5
COREMEC S.R.L.			Cuffia shampoo COR-Hygienic Shampoo Cap (cf. da 1 pz. - cartone da 24 buste)	CHW1S	0,3	3	0,3	3	0,6	6	0,6	9	0,6	12	0	0	33
SERENITY S.P.A.			Cuffia shampoo Serenity Skincare (cf. da 1 pz - cartone da 24 confezioni singole)	34105600500	1	10	0,8	8	0,6	6	0,6	9	0,8	16	0	0	49
PAUL HARTMANN S.P.A.			Cuffia AMIOAGIO SHAMPOO CAP (busta da 1 pz. - scatole con 100 pz.)	21699518	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	9	0,6	12	0	0	43
WELCARE INDUSTRIES S.P.A.			Cuffia shampoo SINAQUA (busta con 1 pz. - scatola con 30 buste)	95200	0,3	3	0,8	8	0,8	8	0,8	12	0,8	16	0	0	47
MEDLINE INTERNATIONAL			Cuffia shampoo EASYBATH (pacchetto con 1 pz - cf. da 30 pacchetti)	MSCE095231	1	10	0,8	8	0,8	8	0,6	9	0,6	12	0	0	47
ESSITY ITALY S.P.A.			Cuffia shampoo TENA SHAMPOO CAP (cf. da 1 pz. - cartone con 30 confezioni)	1042	1	10	0,8	8	0,8	8	1	15	0,8	16	0	0	57
SIAD HEALTHCARE S.P.A.			Cuffia per lavaggio capelli (cf. da 1 pz. - scatola da 24 buste)	21-1003	1	10	0,8	8	0,8	8	1	15	1	20	0	0	61
TAKE&CARE S.R.L.			Shampoo CAP KIT (busta da 1 pz. - scatola con 50 buste)	C003	1	10	0,6	6	0,6	6	0,6	9	0,6	12	0,8	4	47
AIESI HOSPITAL S.A.S.			Cuffia shampoo (cf. da 1 pz. - cartone con 24 pz)	SPC	0,3	3	0,3	3	0,3	3	0,3	4,5	0,6	12	0	0	25,5
LA CASALINDA S.R.L. esclusa			Cuffia Shampoo Cap prodotto dalla Take&Care (cf. da 1 pz. - scatola da 100 buste)	FAN011	La campionatura presentata e la scheda tecnica indicano un codice (COOO) mentre l'offerta senza prezzi indica un codice diverso (FAN011). Non essendoci corrispondenza ed essendo pertanto non certa l'offerta la ditta non viene ammessa.												

Ditta Pharma EEC: la confezione è di facile apertura, con chiare indicazioni di utilizzo e raccomandazioni di controllo temperatura. Ha il pettine e una cuffia di asciugatura. Discreta aderenza, ha l'elastico poco consistente. Adeguato il risultato lavante dopo l'utilizzo.

Ditta FASE : la confezione è abbastabza facile da aprire ma riporta sintetiche indicazioni sulla confezione (immagini). e non ci sono raccomandazioni di controllo temperatura.Non risulta buona la vestibilità, la cuffia è un po' rigida con scarsa aderenza alla cute per massaggiare. Scarsa aderenza.

Ditta Coremec: la confezione è di meno facile apertura . Presenti sufficienti indicazioni di utilizzo. Molto grande e poco contenitiva , elastico che non garantisce una buona aderenza.

Ditta Serenity: la confezione è facile da aprire, con chiare indicazioni di utizzo e raccomandazione di controllo temperature. Discreta aderenza. Buono il risultato lavante dopo l'utilizzo.

Ditta Paul Hartmanna : la confezione ha invito per apertura ed è facile da aprire con chiare indicazioni di utilizzo e raccomandazione di controllo temperature. Ha funa forma che la rende poco pratica all'uso. Discreta aderenza

Ditta Welcare Industries:la confezione è di difficile apertura. Sono presenti chiare indicazioni d'uso e raccomandazioni di controllo temperatura.Buona aderenza.Buono il risultato dopo l'utilizzo

Ditta Medline: fla confezione si apre con facilità, ha chiare indicazioni di utilizzo e sono ben descritte le raccomandazione di controllo temperature. Discreta aderenza e risultato dopo l'utilizzo

Ditta Essity: la confezione si apre con facilità, ha chiare indicazioni di utilizzo e raccomandazione di controllo temperature. Ottima aderenza. Buono il gel lavante e risultato dopo l'uso.

Ditta Siad: la confezione si apre con facilità, ha chiare indicazioni di utilizzo e raccomandazioni di controllo temperature. Ottima aderenza, gel lavante e risultato dopo l'utilizzo

Ditta Take & Care: la confezione ha invito per apertura ed è facile da aprire con chiare indicazioni di utilizzo e raccomandazione di controllo temperature. Ha funa forma che la rende poco pratica all'uso. Discreta aderenza. Ha teli e pettine all'interno della confezione.

Ditta Aiesi:la confezione è abbastabza facile da aprire ma riporta sintetiche indicazioni sulla confezione (immagini). e non ci sono raccomandazioni di controllo temperatura.Non risulta buona la vestibilità, la cuffia è un po' rigida con scarsa aderenza alla cute per massaggiare. Scarsa aderenza.