

ALLEGATO

CARATTERISTICHE TENDE:

- N. 19 Tende Ferrino Montana 39 con camera interna
- N. 6 Tende Ferrino Montana 39 Plus con camera interna
- N. 3 Tende Ferrino Montana 19 con camera interna
- N. 2 Tende Ferrino Montana 29 senza camera interna ma con pavimento a catino

Le tende dovranno riportare le personalizzazioni come di seguito dettagliato.

Tutte le tende dovranno essere dotate di:

- N. 4 tasche trasparenti per contenere informazioni necessarie all'identificazione delle stesse, di cui n. 2 cucite sulle pareti frontali (lato sinistro della porta) e n. 2 sulle pareti laterali (sotto una delle finestre).
- Porte dotate di una chiusura in rete zanzariera, arrotolabile nel lato superiore e chiudibile con robuste lampo lunghe 190 cm circa.
- N. 4 manichette con foro, situate a destra e a sinistra di ciascuna porta frontale, di diametro di circa 40 cm per il passaggio di cavi o di tubi per riscaldamento, con chiusura tramite nastro velcro.
- Custodie per l'alloggiamento di tenda, paleria metallica e camera interna in numero adeguato a seconda della tipologia: le estremità laterali di tali custodie dovranno essere realizzate in colori diversi per un immediato riconoscimento e per facilitare l'abbinamento con gli altri colli della stessa tenda.

Tutte le camere interne dovranno essere dotate di:

- N. 2 tasche in tela di circa 20/25 cm di altezza cucite sul lato di ogni finestra, che occupano tutto lo spazio disponibile ai lati delle stesse. Sopra tali tasche dovrà essere serigrafato un numero da 1 a 8 per indicare il n. di letto del paziente.
- N. 4 manichette con foro, situate a destra e a sinistra di ciascuna porta frontale, di diametro di circa 40 cm per il passaggio di cavi o di tubi per riscaldamento, con chiusura tramite nastro velcro.
- N.2 tasche trasparenti per contenere informazioni necessarie all'uso delle tende, cucite sulle pareti frontali, rivolte all'interno della camera e a lato delle porte.
- Asole di circa 6 cm di diametro fissate lungo tutta la cucitura di gronda e di colmo, ad una distanza fra loro di circa 1 m per permettere l'eventuale aggancio di flebo, attrezzature mediche o supporti per tendine separé. La precisa posizione di tali asole deve essere concordata prima della realizzazione. In modo analogo, le camere interne destinate ad alcune tende potranno dover essere dotate di feritoie sulla gronda per aggancio di strutture sulla paleria, da concordarsi prima della realizzazione.

Personalizzazioni grafiche per tutte le tende:

- Sulle pareti frontali di tutte le tende, sul lato destro guardando la porta, deve essere applicato il logo EMT e la dicitura “EMT2-ITA Regione Piemonte”, di circa 50 cm di larghezza.
- Sulle pareti laterali, sotto una delle finestre, compatibilmente con le cuciture del tessuto, deve essere applicata la dicitura “EMT2-ITA Regione Piemonte” di circa 80 cm di lunghezza.
- Tutti i loghi devono essere realizzati in quadricromia.

La fornitura dovrà inoltre comprendere:

- N. 3 kit di riparazione per le tende composto di pezze di tessuto, aghi, filato impermeabile e ignifugo.
- N. 1 paleria completa (pali e giunti) di ricambio per tenda Montana 39
- N. 1 paleria completa (pali e giunti) di ricambio per tenda Montana 39 Plus
- N. 100 moduli luce per illuminazione interna delle tende, a led, dotati di ganci di fissaggio, alimentatore elettronico integrato, protezione al cortocircuito e al sovraccarico. Inoltre ciascun modulo dovrà disporre di:
 - sistema di dissipazione del calore, doppio isolamento elettrico, basso consumo, utilizzabile per impieghi gravosi (tipo cantiere);
 - luce bianca, min 2500 lumen;
 - spina CEE 230V 16A 2P+T IP 67 con cavo in gomma neoprene di lunghezza circa 2 m;
 - presa CEE 230V 16A 2P+T IP67 con cavo in gomma neoprene di lunghezza circa 2 m;
 - possibilità di essere cablati in cascata.