

S.S. Acquisti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171.450228

E-mail: acquisti@aslcn1.it**FORNITURA DI COPERTE SCALDAPAZIENTE CON RELATIVI SISTEMI DI RISCALDAMENTO AD ARIA
- CIG B0AF153B76****II° Verbale della Commissione Giudicatrice****PREMESSO**

Il giorno 29 AGOSTO 2024 alle ore 9,30 presso la S.S. Acquisti dell'ASL CN1 si è riunita, per le valutazioni tecniche della gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione nr. 822 del 06.05.2024.

Sono presenti:

- Dott.ssa GONELLA Elena – Coordinatore Dipartimento Chirurgico
- Dott.ssa LAVEZZO Bruna – Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione di Savigliano
- P.I. GELLI Maurizio - Referente Ingegneria Clinica

La Dott.ssa GONELLA Elena svolge il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice.

La Sig.ra SANDRONE Simona – Assistente Amministrativo della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si prende atto del precedente verbale in data 13.06.2024 e se ne conferma il contenuto.

I componenti della Commissione comunicano che le visioni con prova pratica sulle apparecchiature si sono svolte presso i Presidi Ospedalieri di Savigliano e Mondovì;

Si dà atto che tutte le Ditte hanno presentato le apparecchiature per la visione e prova pratica come richiesto.

Si riepiloga di seguito quanto offerto dalle ditte partecipanti:

SISTEMI RISCALDAMENTO PAZIENTI APPARECCHIATURE (costo locazione apparecchiatura comprensiva dei costi di sicurezza e comprensivo di assistenza tecnica full risk)					
VOCE A					
DITTA	Q.TA'	Modello	Codice	CND	Nr. Repertorio DM.
CAIR ITALIA SRL	31	COCOON	CWS4000	Z12040208	2215577/R
MEDIVAL SRL	31	MISTRAL-AIR 1200 UNITA' RISCALDANTE	TCMA1200-EU	Z12040208	58331
		KIT DI MONTAGGIO PER MISTRAL AIR 1200	TCMA5002	N/A	N/A

		ASTA REGOLABILE X MISTRAL AIR 1200	TCMA5200	V0899	253371
		CESTINO PER ASTA REG. X MISTRAL AIR 1200	TCMA5122	N/A	N/A
MEDTRONIC ITALIA SPA	31	CALIMA22 -Unità di riscaldamento paziente Calima compatibile con copertine warm touch - La confezione contiene 1 sistema riscaldante. -----Base a 5 ruote per piantana riscaldatore pazienti Calima ATTENZIONE Da ordinare insieme a CALSTANDB E CALSTANDC-----Cestino porta copertine per piantana riscaldatore pazienti Calima - ATTENZIONE Da ordinare insieme a CALSTANDA e CALSTANDC-----Asta per piantana riscaldatore pazienti Calima - ATTENZIONE da ordinare insieme a codici: CALSTAND e CALSTANDB	CCALIMA22 CALSTANDA CALSTANDB CALSTANDC	Z12040208	2346620/R
MOVI SPA	31	Codice IOB 505 Descrizione UNITÀ RISCALDANTE IOB Codice RS Descrizione CARRELLO IOB CON 5 RUOTE PIROETTANTI E BASKET PORTAOGGETTI	IOB 505 RS	Z12040208	2360306

VOCE B COPERTE SCALDAPAZIENTE

DITTA	Descrizione	Codice prodotto	Codice CND	Nr. Repertorio DM
CAIR ITALIA SRL	torace ed arti superiori sopra paziente	CLM0103 - CLM0104	T030301	2192069/R
	arti inferiori e basso addome sopra paziente	CLM0102	T030301	2192053/R
	copertura totale sopra paziente	CLM0101 - CLM 0121	T030301	2192096/R
	copertura totale sotto paziente	CLM0127	T030301	2192603/R
	accesso chirurgico e/o laparoscopico	CLM0125 - CLM124	T030301	2192102/R - 2192097/R
MEDIVAL SRL	torace ed arti superiori sopra paziente	TCMA2265	T030301	2534067
	arti inferiori e basso addome sopra paziente	TCMA2250	T030301	2533750
	copertura totale sopra paziente	TCMA2220	T030301	2533735
	copertura totale sotto paziente	TCMA2400	T030301	2533756
	accesso chirurgico e/o laparoscopico	TCMA2270	T030301	2533752
MEDTRONIC ITALIA SPA	torace ed arti superiori sopra paziente	5030870	T030301	1639528/R
	arti inferiori e basso addome sopra paziente	5030880	T030301	1639533/R
	copertura totale sopra paziente	5030810 - 5030840	T030301	135418/R - 1546384/R
	copertura totale sotto paziente	CNUAD2 - CNUPE2	T030301	2352368/R
	accesso chirurgico e/o laparoscopico	CNOSA2	T030301	2363848/R
MOVI SPA	torace ed arti superiori sopra paziente	IOB-003	T030301	2353518
	arti inferiori e basso addome sopra paziente	IOB-002	T030301	2345879
	copertura totale sopra paziente	IOB-008	T030301	2345841
	copertura totale sotto paziente	IOB-006	T030301	2353517
	accesso chirurgico e/o laparoscopico	IOB-016	T030301	2355144

Si dà lettura della lettera di invito e si prende atto delle caratteristiche tecniche essenziali elencate nell'Allegato A "SCHEDA TECNICA".

Si dà altresì lettura dei chiarimenti pervenuti e delle risposte fornite dalla Stazione Appaltante.

Si prende atto dei criteri previsti dalla lettera di invito per l'attribuzione dei punteggi e se ne dà lettura come di seguito indicato:

Tabella dei criteri discrezionali (D) quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio di valutazione	N°	quesito/sottocriterio di valutazione	Valore limite ammesso per assegnazione coefficiente quantitativo	D	Q	T
Caratteristiche Tecniche	1.1	Caratteristiche del tubo di connessione		7		
	1.2	Numero di livelli pre-impostati della temperatura	≥	2	5	
	1.3	Rumorosità alla massima potenza [dB]	≤	55dB	2	
	1.4	Allarmi e sistemi di sicurezza		2		
Assistenza Tecnica	2.1	Organizzazione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica		5		
Formazione	3.1	Programma dell'attività formativa del personale e affiancamento del formatore al primo avvio di utilizzo		4		
Funzionalità, operatività, praticità ed ergonomia (a seguito della prova pratica del sistema)	4.1	Ingombro, Facilità di sanificazione, Praticità ed ergonomia, Facilità d'uso e rapidità di allestimento		20		
	4.2	Carrello dotato di cestello, porta cavi e tubo aria				1
	4.3	Tipologia sistema di fissaggio del tubo aria		5		
Coperte scaldapazienti	5.1	Coperte scalda paziente, caratteristiche e funzionalità (flessibili, morbide, traspirabilità, minima dispersione esterna dell'aria, distribuzione uniforme dell'aria)		10		
	5.2	Gamma e tipologia di copertine disponibili: Pediatriche, chirurgiche bariatriche, litotomiche e laparoscopiche...		9		

Si dà altresì atto che la lettera di invito prevede una soglia di sbarramento pari al punteggio di **36 punti**. Il concorrente sarà quindi escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a predetta soglia.

La Commissione Giudicatrice ha accertato che tutte le offerte soddisfano le caratteristiche essenziali richieste.

A questo punto la Commissione procede con l'attribuzione dei punteggi iniziando dai punteggi **TABELLARI** (punteggi predefiniti che sono attribuiti o no in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto):

N	Sottocriterio di valutazione	Punteggi max	DITTA CAIR ITALIA	DITTA MEDIVAL	DITTA MEDTRONIC ITALIA	DITTA MOVI
4.2	Carrello dotato di cestello, ganci porta cavi e tubo aria	1	1	1	1	1

Tutte le ditte presentano il requisito sopra indicato.

La Commissione procede a questo punto all'attribuzione dei punteggi **QUANTITATIVI**.

Tali punteggi sono ottenuti moltiplicando il coefficiente risultante dalla formula matematica così come indicata nella lettera di invito per il relativo punteggio massimo attribuibile.

Di seguito i punteggi quantitativi attribuiti:

N	Sottocriterio di valutazione	Punteggi max	DITTA CAIR ITALIA	DITTA MEDIVAL	DITTA MEDTRONIC ITALIA	DITTA MOVI
1.2	Numero di livelli pre-impostati della temperature ≥ 2	5	5	2,5	2,5	2,5
- CAIR ITALIA: presenta 6 livelli - MEDIVAL - MEDTRONIC ITALIA E MOVI: presentano 4 livelli						
1.3	Rumorosità alla massima potenza [dB] ≤ 55 dB	2	2	1,75	0	0,85
- MEDIVAL: 48 dB - CAIR ITALIA: 47 dB - MOVI: 51,6 dB - MEDTRONIC ITALIA: nella documentazione tecnica non indica il valore in dB come richiesto						

In merito ai punteggi **DISCREZIONALI**, il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Si prende atto delle disposizioni della lettera di invito secondo cui, a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice dovrà attribuire collegialmente, a ciascuna offerta un giudizio unico, sulla base dei giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, come indicato nella tabella sottostante:

Giudizio	Coefficienti discrezionali
Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente	0,00

La commissione giudicatrice, esprime i giudizi di seguito indicati e attribuisce di conseguenza i relativi punteggi:

N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
1.1	Caratteristiche del tubo di connessione	7	Ottimo (1)	Punti 7	Sufficiente (0,2)	Punti 1,4	Sufficiente (0,2)	Punti 1,4	Discreto (0,4)	Punti 2,8
Il tubo di connessione del sistema proposto dalla Ditta CAIR ITALIA è un tubo non corrugato, questo è ritenuto importante in quanto garantisce una ottimale sanificazione. I tubi di connessione dei sistemi proposti dalle ditte MEDIVAL e MEDTRONIC ITALIA sono tubi corrugati più difficili da sanificare efficacemente. Il tubo del sistema proposto dalla Ditta MOVI presenta un corrugato con una guaina difficile da sanificare in quanto il tessuto della copertura copri tubo risulta di difficile asciugatura.										
N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
1.4	Allarmi e sistemi di sicurezza	2	Ottimo (1)	Punti 2	Ottimo (1)	Punti 2	Ottimo (1)	Punti 2	Ottimo (1)	Punti 2
Gli allarmi e sistemi di sicurezza dei sistemi proposti sono ritenuti equivalenti e pertanto si ritiene di attribuire gli stessi punteggi										
N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
2.1	Organizzazione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica	5	Discreto (0,40)	Punti 2,0	Buono (0,60)	Punti 3,0	Sufficiente (0,20)	Punti 1	Discreto (0,40)	Punti 2,0
- MEDIVAL: ritenuto buono in quanto il tempo di intervento è indicato in 4 ore lavorative e tempo di risoluzione/sostituzione apparecchiatura in 24 ore lavorative - CAIR ITALIA: ritenuto discreto, in quanto il tempo di intervento è di 16 ore lavorative ed il tempo di risoluzione/sostituzione apparecchiatura di 48 ore solari - MOVI: ritenuto discreto, in quanto il tempo di intervento è di 16 ore lavorative ed il tempo di risoluzione/sostituzione apparecchiatura di 16 ore lavorative - MEDTRONIC ITALIA: ritenuto sufficiente, in quanto dichiarano un tempo di risposta di 8 ore lavorative ma l'apparecchiatura guasta deve essere inviata alla Ditta da parte dell'ASL ed è indicata la ricezione di quella nuova senza indicazione delle tempistiche. Non è quindi previsto intervento in loco.										
N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
3.1	Programma dell'attività formativa del personale e affiancamento del formatore al primo avvio di utilizzo	4	Ottimo (1)	Punti 4	Ottimo (1)	Punti 4	Ottimo (1)	Punti 4	Ottimo (1)	Punti 4
Tutte le Ditte propongono un idoneo programma di formazione e pertanto si ritiene di attribuire gli stessi punteggi										
N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
4.1	Ingombro, facilità di sanificazione, praticità ed ergonomia, facilità d'uso e rapidità di allestimento	20	Distinto (0,80)	Punti 16	Buono (0,60)	Punti 12	Distinto (0,80)	Punti 16	Discreto (0,4)	Punti 8

Con riferimento agli elementi di valutazione indicati e ai coefficienti e punteggi assegnati, si evidenzia quanto segue:

- **CAIR ITALIA:** apparecchiatura poco ingombrante con ottima manovrabilità, pratica perchè utilizzabile sia su carrello che appoggiata su ripiano in quanto completa di gommini antiscivolo e prese d'aria laterali. Facile da sanificare e veloce l'allestimento sia dell'apparecchiatura che della copertina.
- **MEDIVAL:** apparecchiatura voluminosa e ingombrante, ma leggera e facilmente manovrabile. L'apparecchiatura è utilizzabile sia su carrello che appoggiata su ripiano. E' di facile sanificazione ad eccezione del tubo di connessione. Buono l'allestimento sia dell'apparecchiatura che della copertina.
- **MEDTRONIC ITALIA:** apparecchiatura poco ingombrante con buona manovrabilità, utilizzabile su carrellino e anche appoggiata su ripiano. Buona la sanificazione dell'apparecchiatura ad eccezione del tubo di connessione. Buono l'allestimento sia dell'apparecchiatura che della copertina.
- **MOVI:** apparecchiatura molto ingombrante e pesante, di difficoltosa manovrabilità. Il cestello porta copertine risulta poco pratico per il contenimento delle stesse. E' di facile sanificazione ad eccezione del tubo di connessione.

N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
4.3	Tipologia sistema di fissaggio del tubo aria	5	Ottimo (1)	Punti 5	Ottimo (1)	Punti 5	Discreto (0,40)	Punti 2	Discreto (0,40)	Punti 2

- **MEDTRONIC ITALIA:** il punto di connessione è risultato più fragile rispetto ai sistemi di fissaggio degli altri sistemi proposti, rendendo più difficile il reinserimento.
- **CAIR ITALIA e MEDIVAL:** il sistema di fissaggio del tubo aria, per entrambe le apparecchiature risulta avere ottime caratteristiche
- **MOVI:** buona la connessione di fissaggio ma in posizione poco agevole che dalla prova pratica è risultata scarsamente funzionale in relazione all'allestimento del campo operatorio ed del posizionamento del paziente.

N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
5.1	Coperta scalda paziente, caratteristiche e funzionalità (flessibili, morbide, traspirabilità, minima dispersione esterna dell'aria, distribuzione uniforme dell'aria)	10	Ottimo (1)	Punti 10	Ottimo (1)	Punti 10	Buono (0,60)	Punti 6	Discreto (0,40)	Punti 4

- **MEDTRONIC ITALIA:** tessuto più rigido e meno confortevole rispetto alle coperte scalda paziente proposte dalle ditte concorrenti. Risultano ingombranti in alcuni interventi. Il giudizio complessivo è buono.
- **MOVI:** dalla prova pratica è risultato un eccessivo gonfiaggio della copertina nella parte distale che la rende meno funzionale nell'utilizzo. Le copertine sono molto sottili con maggior rischio e facilità di rottura. Il giudizio risulta discreto.
- **CAIR ITALIA e MEDIVAL:** le copertine risultano mobile e leggere con buona distribuzione dell'aria. Il giudizio complessivo risulta ottimo

N.	Sottocriterio di valutazione	Puntaggi max	DITTA CAIR ITALIA		DITTA MEDIVAL		DITTA MEDTRONIC ITALIA		DITTA MOVI	
5.2	Gamma copertine disponibili: pediatriche, chirurgiche	9	Ottimo (1)	Punti 9	Ottimo (1)	Punti 9	Ottimo (1)	Punti 9	Ottimo (1)	Punti 9

bariatriche, litotomiche e laparoscopiche...									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La gamma di copertine disponibile è ritenuta soddisfacente per tutte le ditte offerenti con riferimento alle possibili necessità di utilizzo.

Si procede quindi alla somma dei punteggi DISCREZIONALI, QUANTITATIVI E TABELLARI determinando i punteggi qualità complessivi come di seguito indicato:

		Punteggi max						
N°	quesito/sottocriterio di valutazione	D	Q	T	DITTA CAIR ITALIA	DITTA MEDIVAL	DITTA MEDTRONIC ITALIA	DITTA MOVI
1.1	Caratteristiche del tubo di connessione	7			7	1,4	1,4	2,8
1.2	Numero di livelli pre-impostati della temperatura		5		5	2,5	2,5	2,5
1.3	Rumorosità alla massima potenza [dB]		2		2	1,75	0	0,85
1.4	Allarmi e sistemi di sicurezza	2			2	2	2	2
2.1	Organizzazione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica	5			2	3	1	2
3.1	Programma dell'attività formativa del personale e affiancamento del formatore al primo avvio di utilizzo	4			4	4	4	4
4.1	Ingombro, Facilità di sanificazione, Praticità ed ergonomia, Facilità d'uso e rapidità di allestimento	20			16	12	16	8
4.2	Carrello dotato di cestello, porta cavi e tubo aria			1	1	1	1	1
4.3	Tipologia sistema di fissaggio del tubo aria	5			5	5	2	2
5.1	Coperte scalda paziente, caratteristiche e funzionalità (flessibili, morbide, traspirabilità, minima dispersione esterna dell'aria, distribuzione uniforme dell'aria)	10			10	10	6	4
5.2	Gamma e tipologia di copertine disponibili: Pediatriche, chirurgiche bariatriche, litotomiche e laparoscopiche...	9			9	9	9	9
TOTALE					<u>63</u>	<u>51,65</u>	<u>44,9</u>	<u>38,15</u>


Alle ore 12:00 si conclude la seduta della commissione giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene firmato dai componenti della Commissione Giudicatrice.


Savigliano, lì 29 agosto 2024

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott.ssa Elena GONELLA



Dr.ssa Bruna LAVEZZO



P.I. Maurizio GELLI



Il segretario verbalizzante
Sig.ra Simona SANDRONE

